

 Total Medical Brasil	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	Codificação: CC_0408
Título: BOTÃO GÁSTRICO		

Código	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
2002.18.12	181053	04/2018	04/2023

Descrição do produto:

O Botão Gástrico é um tubo de alimentação especialmente projetado para ser inserido no estômago através de um orifício na parede abdominal.
 É um pequeno tubo de alimentação ao nível da pele, fabricado de 100% silicone grau médico, possui um botão em seu extremo distal com orifícios elípticos e uma válvula anti retorno.
 O diâmetro e comprimento variam de acordo com o código do produto.
 O conjunto se completa com um mandril para a colocação do botão, com um ponto para a inserção no extremo distal e um pulsador no extremo proximal. Este dispositivo se utiliza para estirar o botão, obtendo-se assim um diâmetro menor no momento da colocação e extração.
 O dispositivo medidor de parede abdominal é utilizado para determinar o produto a ser utilizado.
 Adicionalmente, o conjunto inclui um suplemento de 2 mm de espessura e um de 3 mm, que são utilizados, se necessário, para ajustar a altura do botão gástrico.
 O tubo de extensão para alimentação em bolo possui um conector universal de duas vias, apto para seringas como luer slip e para bombas de infusão em seu extremo proximal e um conector reto apto para a fixação na base plana do botão em seu extremo distal. O tubo de extensão possui um comprimento de 30 cm. Sobre o tubo de extensão se encontra um clamp de regulagem de fluxo.
 O conjunto ainda possui um tubo de extensão para alimentação contínua. Este tubo possui um conector universal de duas vias, apto para ser usado como luer slip e para bombas de infusão em seu extremo proximal e um conector de 90° apto para a fixação na base plana do botão em seu extremo distal. O tubo de extensão possui um comprimento de 50 cm. Sobre o tubo de extensão se encontra um clamp de regulagem do fluxo.
 O conjunto possui uma seringa 5cc que deve ser utilizada para a lavagem do botão gástrico e tubos de alimentação e uma seringa de 60 cc utilizada para alimentação em bolo.

- 01 Botão Gástrico em silicone;
- 02 Suplementos em silicone;
- 01 Medidor de parede abdominal;
- 01 Mandril;
- 01 Tubo de extensão para alimentação 30cm;
- 01 Tubo de extensão para alimentação 50cm;
- 01 seringa de 5cc;
- 01 seringa de 60cc.

Critérios de armazenamento:

Armazenar o produto em local seco, fresco e sem luz incidente. Manter o produto em sua embalagem original.

Precauções:

Não utilizar produto com data de validade expirada e se a embalagem estiver violada.

Esterilidade:

Produto esterilizado por óxido de Etileno.

Produto de uso único.

Lote de esterilização: 18/00841

Atestamos que o produto Botão Gástrico Lote 181053 foi fabricado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade da Total Medical Brasil em conformidade com a RDC 16, de 28 de março de 2013. Qualquer dúvida adicional em relação produto entre em contato via SAC: SAC@blentamedical.com.

Ana Claudia de Oliveira 25104118

Ana Claudia de Oliveira
 Responsável Técnica
 CRBio: 113439/01-D



TOTAL MEDICAL BRASIL IND. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA
 Alameda Mercúrio, 120 - American Park
 CEP: 13347-662 - Indaiatuba/SP
 CNPJ: 18747319/0001-40 - SAC (19)3825-3555
www.blentamedical.com
 REG ANVISA: 81158510012