

<b>PRODUTO: PROACTION NEUTROCEPTIC 2000</b>		<b>CÓD. PRODUTO:</b> 33.0031.0000
<b>LOTE: V22110613</b>	<b>DATA FABRICAÇÃO: 11/2022</b>	<b>VALIDADE: 11/2024</b>

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0031.0000, contendo frascos de 5 L de Gerador e frascos de 50 mL do Ativador.	Conforme


<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 GERADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO: 33.0033.0005</b>	<b>LOTE: V22110591</b>
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido límpido transparente	Conforme
pH do produto puro	5,5 – 6,5	6,3
Densidade (g/mL, 25 °C)	1,000 a 1,030	1,014 g/mL
Teor de H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (% p/p)	2,7 a 3,3 %	3,3%

**CÓPIA INFORMATIVA**

<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 ATIVADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO: 33.0032.0050</b>	<b>LOTE: V22110587</b>
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido límpido alaranjado	Conforme
pH do produto puro	6,0 – 8,0	7,2
Densidade (g/mL, 25 °C)	0,865 a 0,925	0,900 g/mL

<b>Condições de Armazenamento</b>	Armazenar o produto em sua embalagem original fechada, em ambiente arejado e ao abrigo da luz solar direta.
-----------------------------------	---

**RESULTADO: APROVADO**

  
 \_\_\_\_\_  
**Aline M. Duarte**  
**Especialista CQ**  
**CRQ Nº 04152412**