

<b>PRODUTO: PROACTION NEUTROCEPTIC 2000</b>		<b>CÓD. PRODUTO: 33.0031.0000</b>
<b>LOTE: V23030868</b>	<b>DATA FABRICAÇÃO: 03/2023</b>	<b>VALIDADE: 03/2025</b>


TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
<b>Descrição</b>	Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0031.0000, contendo frascos de 5 L de Gerador e frascos de 50 mL do Ativador.	Conforme

<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 GERADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO: 33.0033.0005</b>	<b>LOTE: V23030870</b>
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
<b>Descrição</b>	Líquido límpido transparente	Conforme
<b>pH do produto puro</b>	5,5 – 6,5	6,4
<b>Densidade (g/mL, 25 °C)</b>	1,000 a 1,030	1,014
<b>Teor de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (% p/p)</b>	2,7 a 3,3 %	3,0

<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 ATIVADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO: 33.0032.0050</b>	<b>LOTE: V23030869</b>
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
<b>Descrição</b>	Líquido límpido alaranjado	Conforme
<b>pH do produto puro</b>	Informativo	5,9
<b>Densidade (g/mL, 25 °C)</b>	0,882 a 0,908	0,895

<b>Condições de Armazenamento</b>	Armazenar o produto em sua embalagem original fechada, em ambiente arejado e ao abrigo da luz solar direta.
-----------------------------------	---

**RESULTADO: Aprovado**

  
**Aline M. Duarte**  
**Especialista CQ**  
**CRQ N° 04152412**