

|   |                                 |                                      |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PRODUTO: PROACTION NEUTROCEPTIC 2000</b> |                                 | <b>CÓD. PRODUTO:</b><br>33.0031.0000 |
| <b>LOTE: V24050438</b>                      | <b>DATA FABRICAÇÃO: 04/2024</b> | <b>VALIDADE: 04/2026</b>             |

| TESTES           | ESPECIFICAÇÕES   | RESULTADOS |
|------------------|--|------------|
| <b>Descrição</b> | Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0031.0000, contendo frascos de 5 L de Gerador e frascos de 50 mL do Ativador. | Conforme   |

| <b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 GERADOR</b>        | <b>CÓD. PRODUTO: 33.0033.0005</b> | <b>LOTE: V24040383</b> |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| TESTES  | ESPECIFICAÇÕES                    | RESULTADOS             |
| <b>Descrição</b>                                  | Líquido límpido transparente      | Conforme               |
| <b>pH do produto puro</b>                         | 5,5 – 6,5                         | 6,2                    |
| <b>Densidade (g/mL, 25 °C)</b>                    | 1,000 a 1,030                     | 1,014                  |
| <b>Teor de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (% p/p)</b> | 2,7 a 3,3 %                       | 3,2                    |

| <b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 ATIVADOR</b> | <b>CÓD. PRODUTO: 33.0032.0050</b> | <b>LOTE: V24040355</b> |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| TESTES                                      | ESPECIFICAÇÕES                    | RESULTADOS             |
| <b>Descrição</b>                            | Líquido límpido alaranjado        | Conforme               |
| <b>pH do produto puro</b>                   | Informativo                       | 6,3                    |
| <b>Densidade (g/mL, 25 °C)</b>              | 0,882 a 0,908                     | 0,895                  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Condições de Armazenamento</b> | Armazenar o produto em sua embalagem original fechada, em ambiente arejado e ao abrigo da luz solar direta. |
|-----------------------------------|---|

**RESULTADO: Aprovado**

**Aline M. Duarte**  
 Especialista CQ  
 CRQ Nº 04152412

**CÓPIA INFORMATIVA**