

<b>PRODUTO:</b> PROACTION NEUTROCEPTIC 2000	<b>CÓD. PRODUTO:</b> 33.0031.0000
<b>LOTE:</b> V24111069	<b>DATA FABRICAÇÃO:</b> 11/2024
<b>VALIDADE:</b> 11/2026	


TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
<b>Descrição</b>	Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0031.0000, contendo frascos de 5 L de Gerador e frascos de 50 mL do Ativador.	Conforme

<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 GERADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO:</b> 33.0033.0005	<b>LOTE:</b> V24111049
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
<b>Descrição</b>	Líquido límpido transparente	Conforme
<b>pH do produto puro</b>	5,5 – 6,5	6,2
<b>Densidade (g/mL, 25 °C)</b>	1,000 a 1,030	1,015 g/mL
<b>Teor de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (% p/p)</b>	2,7 a 3,3 %	3,0%

<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 ATIVADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO:</b> 33.0032.0050	<b>LOTE:</b> V24111055
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
<b>Descrição</b>	Líquido límpido alaranjado	Conforme
<b>pH do produto puro</b>	Informativo	6,0
<b>Densidade (g/mL, 25 °C)</b>	0,882 a 0,908	0,890 g/mL

<b>Condições de Armazenamento</b>	Armazenar o produto em sua embalagem original fechada, em ambiente arejado e ao abrigo da luz solar direta.
-----------------------------------	---

**RESULTADO: Aprovado**

  
**Aline M. Duarte**  
 Especialista CQ  
 CRQ N° 04152412

**CÓPIA INFORMATIVA**